

4. RESULTATS

4.1. Présentation des résultats

Les lots TEMOIN suivis en parallèle n'ont pas présenté de mortalités anormales (<1%) durant l'essai, les données obtenues sur les séries traitées sont donc exploitables en l'état.

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus.

La valeur KT 100 correspond au temps nécessaire pour tuer/abattre 100% des insectes.

Modalité	KT100	Mortalité 24H
Produit testé	5 minutes	100%
Témoin non traité	-	0%

4.2. Commentaires sur l'efficacité

Dans les conditions de cet essai, avec l'échantillons fourni, la souche d'insectes et la méthode considérée :

le produit testé, appliqué en tir direct à la dose de 2 g sur les insectes remplit sa fonction en tuant les punaises de lits rapidement et définitivement.